

Bocaux



SYSTÈMES DE COLLECTEURS À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES



Pour un recueil de mucosités efficace et hygiénique

Precious life – Progressive care

Système de collecteurs à usage unique

Facilité d'utilisation

Les systèmes de collecteurs à usage unique Medela proposent de nombreux avantages aux hôpitaux et aux cliniques simplifiant ainsi son utilisation. Il suffit de placer la poche dans le bocal et le dispositif est prêt en quelques secondes. L'aspiration se faisant directement sur le bocal, la poche se retire et se remplace facilement. Le système d'aspiration reste en place. Le clip verrouille le bocal et permet le retrait de la poche d'une seule main. Le système peut être utilisé en série ou avec la valve de commutation si de grandes quantités de fluide doivent être aspirées. Il existe seulement deux tailles de poches (1.5 et 2.5 litres), ce qui réduit les efforts de logistique.

Hygiénique

Le filtre intégré dans chaque poche empêche les débordements et protège l'environnement contre les bactéries; une valve anti-reflux empêche les sécrétions aspirées de revenir vers le patient. La poche se compose d'une double couche garantissant la durabilité et le contrôle des odeurs. Un petit sac soluble renferme le solidifiant jusqu'à ce que la poche soit utilisée. Cela signifie aucun débordement ni désagrément pour le personnel.

Des codes de couleurs caractérisant les bocaux et les poches d'aspiration avec/sans solidifiant

Un code couleurs différent empêche toute confusion : une poche orange dans le bocal orange; une poche jaune dans le bocal jaune.



Poche d'aspiration et bocal 1.5l

Poche d'aspiration et bocal 2.5l



- (a) Orifice d'aspiration unique sur le bocal
- (b) Le clip verrouille le bocal sur l'aspirateur
- (c) Valve anti-reflux
- (d) Protection anti-débordement/filtre anti-bactérien/anti-éclaboussures
- (e) Un 3^e orifice permet un raccord en série
- (f) Poignées pour gauchers ou droitiers
- (g) L'embout tronconique empêche le tuyau raccordé au patient de se couder

En bref

- Facile d'utilisation et prêt en quelques secondes.
- La poche peut s'enlever du bocal indépendamment du tube d'aspiration.
- Protection anti-débordement/filtre anti-bactérien dans chaque poche.
- Valve anti-reflux empêche les sécrétions aspirées de revenir vers le patient.
- Raccord en série permettant l'aspiration de volumes de fluides importants.
- Un petit sac renferme le solidifiant jusqu'à ce que la poche soit utilisée.
- Capacité de 1.5 et 2.5 litres réduisant les efforts logistiques et facilitant le stockage.

Systèmes de collecteurs réutilisables

Facilité d'utilisation

Le système de collecteurs réutilisables de Medela est composé de matériaux durables et de grande qualité. Pour les clients préférant un système réutilisable, le système de collecteurs réutilisables facilite la récupération des fluides aspirés. Le système de collecteurs réutilisables propose des tailles différentes de bocaux d'aspiration autoclavables et des couvercles adaptés, intégrant une protection anti-débordement. Parmi les avantages principaux, quatre tailles de bocaux, 1, 2, 3 et 5 litres adaptés à un même couvercle facilitant ainsi la manipulation et le processus logistique.

Usage flexible

Sur base de notre expérience approfondie dans le domaine de la technologie d'aspiration médicale, nous concevons et fabriquons nos pompes d'aspiration, nos systèmes de collecteurs de fluides et nos accessoires dans le but d'intégrer différentes structures cliniques et applications. Que vous ayez besoin d'un système complet ou encore d'un élément spécifique, nous sommes là pour vous conseiller.



Bocaux réutilisables de 1, 2, 3 et 5 litres

En bref

- Système flexible comprenant de nombreux éléments et accessoires pour satisfaire l'ensemble de vos besoins.
- Bocaux en polysulfone de haute qualité, résistant aux chocs.
- Bocaux en polysulfone désinfectables et stérilisables (processus normaux).
- Graduation simple et lisible pour indiquer le volume de fluide.
- Couvercles uniformes adaptés à toutes les tailles de bocaux, en polyamide renforcé avec fermeture en santoprène.
- Protection anti-débordement mécanique intégrée dans le couvercle.

Accessoires

Que vous optiez pour un système de collecteurs réutilisables ou à usage unique, Medela vous garantit une utilisation hygiénique, simple et économique. De plus, nous vous proposons tous les accessoires nécessaires pour vos applications d'aspiration et besoins personnels.

Bocaux d'aspiration auto-clavables 0.25 / 0.5l (PSU)

Pour les petites quantités de fluides aspirés.



Poche à usage unique

Le raccord du tuyau au patient permet de collecter des échantillons de tissus facilement.



Chariot

Permet l'utilisation mobile des systèmes de collecteurs de fluides et des accessoires.



Filtres à usage unique

Protègent la pompe de tous débordements, protègent l'environnement contre les bactéries et neutralisent les odeurs.



Support à presseur / fixation murale

Permet une fixation rapide et efficace des bocaux et autres accessoires sur rails standard ou au mur.



Tuyaux d'aspiration

En silicone ou PVC, raccords divers.



Raccord en série

Pour l'aspiration d'un volume important de fluides. Passage automatique d'une poche à l'autre.



Valve de commutation avec support à presseur

Pour l'aspiration d'un volume important de fluides. Changement manuel d'une poche ou d'un bocal à l'autre.



CE 0123

Technologie d'aspiration médicale pour professionnels des soins de santé

Veuillez contacter votre représentant local Medela pour tout renseignement.



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Suisse
www.medela.com

Contact local :

Belgium

Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB's-Hertogenbosch
Belgium
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.be
www.medela.be

Canada

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone +01 905 608 7272
Fax +01 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

France

Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Switzerland

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch