



FICHE TECHNIQUE

MASQUE DE TYPE IIR



Emballage/Produit



Dimensions boîte : 19 x 10,5 x 6,7 cm
La boîte de masque contient 50 unités.

Caractéristiques



Précautions

Le produit est valable pendant 18 mois, veuillez l'utiliser pendant la période de validité.

Pour un usage unique, détruire après usage.

Si l'emballage est endommagé, l'utilisation est interdite.

Composition

Le masque est composé d'un tissu non tissé filé-lié, d'élastiques et d'une pince nasale. Il est principalement fabriqué par découpage, couture ou thermoscellage en utilisant comme matière première un tissu non tissé.

Normes et tests



Directive 93/42/ECC CLASS - I

Efficacité de filtration bactérienne : $\geq 98\%$

Classe R (résistance aux micro particules liquides et aux projections).



Test Demandé	Résultat
Test d'efficacité de la filtration bactérienne (BFE) EN 14683:2019+AC:2019(E) ANNEX B	Bon
Test de pression différentielle EN 14683:2019+AC:2019(E) ANNEX C	Bon
Test de pénétration du sang synthétique ISO 22609:2004	Bon
Test de propreté microbienne EN 14683:2019+AC:2019(E) ANNEX D	Bon



BEASY WORLD SOURCING

EXPERT EN SOURCING ET SOLUTIONS DEPUIS 20 ANS